


石蜡包埋及切片

其基本原理用固定剂石蜡固定组织、细胞以及各种亚细胞器，保持组织微细结构，制成薄片，并用不同的染色方法增加各部分色差，在显微镜下观察组织、细胞的形态结构，或利用化学或物理方法显示组织、细胞内的某些化学成分，并可进行形态和化学成分的定量分析。

实验步骤：



我们提供：

1. 提供蜡块和标签
2. 切片

服务周期：

服务内容	说明	价格/元	实验周期
石蜡包埋	普通组织，特殊组织 询价	15 元/标本	3 个工作日
切片	3-5 μ m	5 元/张	3 个工作日

温馨提示：

1. 确保细胞或组织取材新鲜，固定及时
2. 取材大小和固定方法正确，包埋面要求写清楚
3. 提供实验必要的信息，例如组织来源，切片厚度
4. 我们普通包埋是用全自动包埋仪包埋，如有特殊要求请在签单之前说明，
费用另算

冰冻包埋及切片

冰冻切片是一种在低温条件下使组织快速冷却到一定硬度，然后进行切片的方法；因其制作过程较石蜡切片快捷、简便，

而多应用于手术中的快速病理诊断；

实验步骤：

1. 新鲜取材 4%多聚甲醛固定
2. 蔗糖脱水
3. OCT 包埋
4. 冰冻切片机切片

服务周期：

服务内容	说明	价格元	实验周期
冰冻切片	提供 5 张白片	100 元/标本	3 个工作日